



BARRIER® Champ d'isolation verticale

- Poche de recueil intégrée, pour une gestion efficace des fluides
- Adhésif étirable intégré, pour une fixation sécurisée
- Pliage optimal pour une application aseptique et une mise en place aisée par une seule personne
- Matériaux imperméables pour une sécurité optimale du patient

Instructions d'utilisation



1. Orientez le champ avec le pictogramme dans la direction appropriée.



2. Décollez la bande de protection en vous faisant aider par une ou deux personnes. Observez le sens de la flèche.



3. Placez le film à inciser sur le patient.



4. Dépliez le champ de haut en bas, puis de gauche à droite.



5. Collez le bord adhésif sur le cadre, à l'arrière du champ.



6. Ouvrez la poche à liquides et connectez le tuyau d'aspiration à l'orifice d'évacuation si nécessaire.

N° de réf.	Description	Disp/Trp
903016	Trousse d'isolation verticale 1 housse de Mayo renforcée 79x145cm, 65x85cm absorbant 4 serviettes absorbantes 18x25cm 1 champ d'isolation verticale 330x240cm, zone d'incision 40x30cm 1 champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant	6/12
903026	Trousse d'isolation verticale 1 housse de Mayo renforcée 79x145cm, 65x85cm absorberend 4 serviettes absorbantes 18x25cm 1 champ d'isolation verticale 330x240cm, zone d'incision 86x25cm 1 champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant	4/8
903014	Trousse d'isolation verticale 4 serviettes absorbantes 18x25cm 1 champ d'isolation verticale 330x240cm, zone d'incision 40x30cm 1 champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant	7/14
826010	Champ d'isolation verticale 330x240cm, zone d'incision 86x25cm	7/14
826020	Champ d'isolation verticale 330x240cm, zone d'incision 40x30cm	10/20
80000527	Champ d'isolation verticale 320x240cm, zone d'incision 60x30cm	10/20

Tous ces composants des trousse peuvent également être inclus dans les trousse Mölnlycke®.

N° de réf.	Composants de trousse
815300	Champ d'isolation verticale 330x240cm, zone d'incision 86x25cm
815301	Champ d'isolation verticale 330x240cm, zone d'incision 40x30cm
80008032	Champ d'isolation verticale 320x240cm, zone d'incision 60x30cm

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72, boîte 2, BE-2600 Berchem, Belgique
Tél. 03 286 89 50, Fax 03 286 89 52.

Le nom et le logo de Mölnlycke® et BARRIER® sont des marques déposées du groupe Mölnlycke Health Care.
© 2017 Mölnlycke Health Care. Tous droits réservés. (BFSU00901702)

Mölnlycke®